

Tilbehør til rollatorer

Enhåndsbremse



- ↑ Hvis brugeren ikke har kræfter nok i den ene hånd til at betjene bremsen, kan man vælge at få leveret rollatoren med enhåndsbremse. Det kan ligeledes eftermonteres.

Tekniske data: Enhåndsbremse	
Vægt	Ca. 0,13 kg
Beskrivelse	Varenummer:
Montering af enhåndsbremse	222180
Enhåndsbremse umonteret til Parade, Rebel, Carl Oscar	222178
Enhåndsbremse umonteret til rollatorer med underarmsstøtter og gåborde	800093

