


Hoftesæde på M2 bade/toiletstole / Hip-patient seat for M2 shower/commode chair

Hoftesædet kan monteres på flere slags stole.
Se derfor springskitsen til den slags stol sædet er monteret på, for at finde reservedele til stolen.

The hip-patient seat can be mounted on several kinds of chairs, therefore see the lists of spare parts on each individual chair for parts of the chair.



Pos.	Reservedel/Spare part	Art. No.	Pos.	Reservedele/Spare part	Art. No.
1	Grå fingerskrue Grey fingerscrew	800027	5	Fastgørelsesbolte (2 stk) Fastening bolts (2 pcs)	800022
2	Højdeindstillingsstænger, 2 stk Height adjustable poles, 2 pcs	800019	6	Kontraskruer 2 stk Counter screws, 2 pcs	800023
3	Bolte+låsemøtrikker til højdeindst.stænger, 2 sæt Bolts+locknut for height adjustable poles, 2 sets	800020	7	Træskruer, 7 stk (til bagsiden af sædet) Screws for wood, 7 pcs (for the backside of the seat)	800024
4	Pinol skruer (små miniskruer uden hoved) 2 stk Pinol screw (small screws without head) 2 pcs	800021			



HMN since 1934