



Art: 310049




**DK: Brugsanvisning**  
**S: Bruksanvisningen**  
**N: Bruker veiledning**  
**GB: User guide**  
**D: Gebrauchsanweisung**  
**FIN: Käyttöohje**  
**E: Instrucciones de uso**  
**F: Manuel**  
**I: Manuale**  
**NL: Gebruiksaanwijzing**

- Højdejusterbare fodstøtter
- Höjdjusterbara benstöd
- Høydejusterbare fotstøtter
- Height adjustable footrests
- Höhe verstellbar Fußstütze
- Korkeussäädettävä jalkatuki/Los reposapiés
- Altura reposapiés ajustables
- Repose-pieds réglables en hauteur
- Altezza poggia piedi regolabile
- In hoogte verstelbare voetsteunen

- Betjening af fodstøtter
- Bruk av benstöd
- Bruk av fotstøtte
- Operation of footrest
- Bedienung der Fußstützen
- Jalkatuen käyttö
- Operación de foodrest
- Opération de foodrest
- Funzionamento di foodrest
- Werking van foodrest



- Højdejustering af fodstøtter via clips
- Höjdställning av benstöd via clips
- Høydejustering av fotstøttene via klipp
- Adjusting footrests in height via clips
- Höhenverstellbare Fußstützen über clips
- Jalkatuen korkeudensäätö kautta leikkeet
- Altura ajustable a través de clips
- Réglable en hauteur par l'intermédiaire de clips
- Regolabile in altezza via clips
- In hoogte verstelbare via clips




- "Skub væk" fodstøtter
- "Skjut bort" benstöd
- "Skyve bort" fotstøtter
- "Push away" footrests
- "Wegschieben" Fußstützen
- "Työntää pois" jalkatuet
- "Apartar" foodrests
- "Repousser" foodrests
- "Respingere" foodrest
- "Weg te duwen" foodrest






**HMN** since 1934

Art.	Tilbehør til, Tillbehör för, Tilbehør til, Accessories for, Zubehör für, Tarvikkeet, Accesorios para, Accessoires pour, Accessori per, Accessoires voor:
313031+313030	<b>Nielsen Line:</b> Bade-/Toilet stol, Dusch-/Toalettstol, Dusch-/Toalettstol, Shower-/Commode chair, Dusch-/Toilettenstuhl, Suihku-/Wc-Tuoli, Ducha-/Silla con orinal, Douche-/Chaise percée, Doccia-/Sedia comoda, Douche-/Toiletstoel
313036+313035	<b>Nielsen Line:</b> Bade-/Toilet stol 24", Dusch-/Toalettstol 24", Dusch-/Toalettstol 24", Shower-/Commode chair 24", Dusch-/Toilettenstuhl 24", Suihku-/Wc-Tuoli 24", Ducha-/Silla con orinal 24", Douche-/Chaise percée 24", Doccia-/Sedia comoda 24", Douche-/Toiletstoel 24"
310035+310036	<b>M2:</b> Armlæn lige op, Armstöd rakt upp, Armlene rett opp, Armrest going straight up, Armlehnen die senkrecht aufklappen, Kynnärnoja suoraan ylös, Reposabrazos hacia arriba, Accoudoir à la verticale, Bracciolo verso l'alto, Armsteun recht omhoog
310034+310091	<b>M2:</b> Skubbebøjle, Skjutbygel, Push bar, Pushing frame, Stossbügel, Työntötanko, Barra de empuje, Barre de poussée, Bar push, Duwstang
310700+310701	<b>M2 BOXED:</b> Skubbebøjle, Skjutbygel, Push bar, Pushing frame, Stossbügel, Työntötanko, Barra de empuje, Barre de poussée, Bar push, Duwstang
310027+310028	<b>M2:</b> Skubbebøjle og netryg, Skjutbygel och nätrygg, Push bar och netryg, Curved pushing frame and backrest of netweave, Stossbügel und Netzrücken, Työntötanko ja netryg, Barra de empuje y netryg, Barra de poussée e netryg, Bar push e netryg, Duwstang en netryg
310030+310090	<b>M2:</b> Armlæn ud til siden, Armstöd ut i sidan, Armlene sidelengs, Armrest going to the side, Armlehnen nach aussen schwenken, Kynnärnoja sivuttain, Reposabrazos de lado, Accoudoir côté, Bracciolo laterale, Armsteun zijwaarts
310208+310209	<b>M2:</b> Centralbremse, Central broms, sentralbrems, Central brake, Central brems, Keski jarru, Freno central, Frein central, Freno centrale, Centrale rem
310037+310038	<b>M2:</b> 24" hjul, 24" hjul, 24" hjul, 24" wheels, 24" Selbstfahrer, Pyörä, Rueda, Roue, Ruota, Wiel
310702+310703	<b>M2 BOXED:</b> 24" hjul, 24" hjul, 24" hjul, 24" wheels, 24" Selbstfahrer, Pyörä, Rueda, Roue, Ruota, Wiel
310278+310279	<b>M2:</b> Smal, Smal, Smal, Small, Schmal, Smal, Smal, Smal, Smal, Smal
310500	<b>M2:</b> Mini
310501	<b>M2 Mini:</b> 24" hjul, 24" hjul, 24" hjul, 24" wheels, 24" Selbstfahrer, 24" Pyörä, 24" Rueda, 24" Roue, 24" Ruota, 24" Wiel
310502	<b>M2 Mini:</b> El-tip
310210+310211	<b>M2</b> El-Tip
310201+310202	<b>M2</b> Gas-Tip
310216+310217	<b>M2</b> Flexi-Tip
310800+310801	<b>M2</b> Multi-Tip

- For din sikkerhed
- För din säkerhet
- For din sikkerhet
- For your safety
- Für Ihre Sicherheit
- Oman turvallisuutesi vuoksi
- Para su seguridad
- Pour votre sécurité
- Per la vostra sicurezza
- Voor uw veiligheid



- Stå ikke på fodstøtterne!
- Stå inte på benstöden!
- Ikke stå på fotplaten!
- Do not stand on the footrests!
- Stehen sie nicht auf den Fußstützen
- Älä seiso jalkatuet!
- No se pare en las estribas!
- Ne montez pas sur les repose-pieds!
- Non sostare sulle pedane!
- Ga niet op de voetsteunen!



- Rengør uden skuremiddel.
- Rengör utan skurmedel.
- Rengør uten slipemidler.
- Clean without scouring agents.
- Reinigung ohne Scheuermittel.
- Puhdisti ilman hankausaineita.
- Limpia sin agentes abrasivos.
- Nettoie sans produits abrasifs.
- Pulisce senza abrasivi.
- Reinigt zonder schuurmiddelen.



**HMN** since 1934