

BRUGSANVISNING OSLO TOILETFORHØJER

Beregnet til at forhøje toiletsæde
for lettere at kunne sætte sig/rejse sig fra toiletet

Montering:



De to fingerskruer monteres på toiletforhøjeren.

Herefter placeres toiletforhøjeren på toiletet og skruerne spændes ind til kummen. (Toiletsædet skal være oppe før toiletforhøjeren monteres.)

Skruerne løsnes for at fjerne toiletforhøjeren fra kummen.

Artkl. Nr. 610271,610272 & 610273

Max. belastning 200 kg

2 års reklamationsret mod fabrikationsfejl

Rengøring:

Toiletforhøjeren kan rengøres med alle gængse rengøringsmidler.



Produktet er CE-mærket hvilket betyder, at produktet overholder EU-lovgivningen og muliggør varens fri bevægelighed på det europæiske marked.

08.09.15

HMN a/s

Midtager 22, 2605 Brøndby, Danmark

Tlf.: +45 43 96 24 00 Fax. +45 43 96 26 92 E-mail info@hmn.dk

www.hmn.dk