

Trykaflastende Sæde (Anti decubitus)



HMN's Trykaflastende Sæde er designet til at nedsætte tryk/shear (forskydning) og dermed forebygge tryksår.

Sædet kan forebygge og behandle tryksår op til grad 3.

Den anatomiske udformning på siddefladerne, samt materialets deformationsevne sikrer brugeren stabilitet i siddestillingen.

Sædet leveres som intimsæde (udskæring foran) og passer derfor til bade-/toiletstole med intimsæde.



Det Trykaflastende sæde passer til Nielsen Line bade-/toiletstole og M2 bade-/toiletstole (dog ikke M2 Mini).

Sædet placeres ovenpå det eksisterende sæde og kan nemt fjernes igen.

På M2 200 kg, M2 200 kg Motor, M2 300 kg og M2 El-tip Bred dækker det trykaflastende sæde ikke hele sædefladerne på stolen. →



Trykafastende Sæde

Tekniske data:

Mål Bredde: 46 cm / Dybde: 50 cm / Højde (ubelastet): 11,5 cm

Vægt 2,3 kg.

Rengøring: Med varmt vand/PH neutrale rengøringsmidler.

Beskrivelse:

Varenr.:

HMI-nr.:

Trykafastende Sæde

330023

87289

10/01/2015

