




HMN since 1934



ARMSTÖD
TILL HYGIENSTOLAR



DIFFERENT CONFIGURATIONS

För våra hygienstolar erbjuder vi ett brett utbud av armstöd som är anpassade till olika brukare.

Armstöden är utformade för att ge stöd, komfort och säkerhet under bad- och toalettbesök. Armstöden finns i olika vinklar och bredder och avstånd, så att de passar den enskilda brukar. Armstöden är lätta att montera och demontera efter behov.

8 OLIKA TYPER AV ARMSTÖD

02

Armstöd med minskad och ökad armstöd

03

Armstöd med ökad och sänkt höjd

04

Armstöd med snäplås

05

Armstöd till XXL

06

Hemiplegia armstöd

MINSKAD & ÖKAD



MINSKAD BREDD

För att uppnå ett mindre avstånd mellan armstöden kan man välja ett par armstöd som minskar bredden med 5 cm.

Varje armstöd tar upp 2,5 cm mindre utrymme. Armstöd kan minskad bredd kan vara användbara om man vill ha armstöden närmare kroppen.

Passar inte på M2 för väggmonterade toaletter, M2 Mini, 200 och 250 kg

Art.nr., right 310394

Art.nr., left 310395

ÖKAD BREDD

Om brukaren behöver mer utrymme mellan armstöden kan du köpa ett set armstöd med extra bredd tillsammans med stolen eller separat.

Varje armstöd lägger till 3 cm till avståndet mellan dem.

Passar inte på M2 för väggmonterade toaletter, M2 Mini, 200 och 250 kg

Art.nr., right 310391

Art.nr., left 310392



ÖKAD & MINSKAD HÖJD

ÖKAD HÖJD



Armstöden är avsedda för brukare som har stå-funktion och kan lyfta sig själva med mer lätthet. De är särskilt lämpade för användare med en större torso eller om sätet är höjt med ett tryckavlastande sitts.

Armstöden är utrustade med snäpplås och PU-skum, vilket gör dem lätta att montera och rengöra. De passar till de flesta av våra M2 Hygienstolar, förutom Flexi-Tip, Smal, Mini-stolarna och våra XL-stolar.

Art.nr., right 310400

Art.nr., left 310401

Passar inte på M2 för väggmonterade toaletter, M2 Mini, 200 och 250 kg

MINSKAD HÖJD

De sänkta armstöden ger en sänkt höjd på 5 cm. Armstöden kan användas av alla, men passar särskilt bra för personer med mindre kroppar eller längre överarmar.

Armstöden kommer med snäpplås och PU-skum och passar de flesta av våra M2 Hygienstolar - förutom Flexi-tip, Smal, Mini-stolarna och våra XL-stolar.



Passar inte på M2 för väggmonterade toaletter, M2 Mini, 200 och 250 kg

Art.nr., right 310397

Art.nr., left 310398

TEKNISKA DATA

LÄNGD PÅ PU SKUM KUDDE

25,5 cm

LÄNGD PÅ ARMSTÖD

41,5 cm

HÖJD PÅ ARMSTÖD

8,5 cm

ARMSTÖD MED SNAPPLÅS



MED SNAPPLÅS

Våra M2 Tip-Stolar kommer med armstöd som har snäpplås. Snäpplåsen säkerställer att armstöden är fixerade och stabila på stolen.

Armstöden är vadderade med PU-skum för extra komfort och kan användas med de flesta av våra M2 Hygienstolar.

Art.nr., right 310352

Art.nr., left 310353

MED SNAPPLÅS, MINI

Våra M2 Tip-stolar kommer med armstöden som har snäpplås. Vår M2 Mini-serie har en mindre version av vårt snäpplåsarmstöd som är kortare än de andra versioner.

Art.nr nr., right 800229

Art.no., left 800228



ARMSTÖD TILL XXL

ÖKAD BREDD 200 KG



Om brukaren behöver mer utrymme mellan armstöden kan du köpa ett set armstöd med extra bredd för 200 kg stolar, tillsammans med stolen eller separat.

Varje armstöd ökar avståndet mellan dem med 3 cm.

Art.nr., right 310364

Art.nr., left 310365


MED SNAPPLÅS, 200 KG

Våra M2 Tip-Stolar kommer med armstöd som har snäpplås. Denna version är förstärkt och används till våra XXL-stolar.

Snäpplåsen säkerställer att armstöden är fixerade och stabila på stolen. Armstöden är vadderade med PU-skum för extra komfort och kan användas med de flesta av våra M2 Hygienstolar.

Art.nr nr., right 800362

Art.no., left 800363



HEMIPLEGI ARMSTÖD

HEMIPLEGIA ARMREST

Hemiplegia armstöd med skål i mjukt PU-skum. Vikbar och avtagbar.



PU-dynan kan installeras i två djup med en insexnyckel. Detta gör att PU-dynan kan flyttas 4 cm längre bakåt mot brukaren, om det behövs.

Hemiplegiarmstöden kan monteras på de flesta av våra stolar. Hemiplegia armstöd är särskilt lämpligt för hemiplegiker, paraplegiker, tetraplegiker och andra som behöver extra stöd för underarmarna.

Art.nr., right 800274

Art.nr., left 800273

TEKNISKA DATA

LÄNGD PÅ PU SKUM KUDDE	30 cm
------------------------	-------

BREDD PÅ PU SKUM KUDDE	11 cm
------------------------	-------

TOTAL LÄNGD PÅ ARMSTÖD	41 cm
------------------------	-------



www.HMN.dk/se

V 1.1 26.03.2025